

Aristocrat 888^{WNLS} SHOPPRIDER

Fauteuil motorisé

L'Aristocrat 888^{WNLS} est synonyme de liberté. La liberté de vous rendre où vous voulez, quand vous le voulez. Maniabilité et accessibilité caractérisent la gamme de fauteuils motorisés Aristocrat. La gamme entière de fauteuils motorisés de Shoprider répond aux besoins particuliers du consommateur. Ils sont parfaitement adaptés à l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

- > Fauteuil motorisé Shoprider avec roues centrales de 8 pouces
- > Levier de commande escamotable
- > Chargeur transporté avec cordon escamotable
- > Accumulateurs de 21 Ah
- > Couleurs disponibles : rouge ou bleu



888^{WNLS}

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x l x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
888 ^{WNLS}	113 KG 250 LB	37" x 22,5" x 38"	64 KG 141 LB	2 x 0,5 CV	7 KM/H 4,4 MI/H	2 x 21 AH	AV.6" c.8" AR.5"	4 AH	24 KM 15 MI	432 MM 17"	9° 15 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com