

Aristocrat P424^L

SHOPPRIDER

Fauteuil motorisé

L'Aristocrat P424^L est synonyme de liberté. La liberté de vous rendre où vous voulez, quand vous le voulez. Maniabilité et accessibilité caractérisent la gamme de fauteuils motorisés Aristocrat. La gamme entière de fauteuils motorisés de Shopprider répond aux besoins particuliers du consommateur. Ils sont parfaitement adaptés à l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

- > Fauteuil motorisé Shopprider avec roues centrales de 14 pouces
- > Suspension intégrale
- > Chargeur transporté de 4 A et accumulateurs de 50 Ah
- > Siège de luxe à dossier surélevé
- > Panneaux interchangeable de couleur rouge, bleu, noir et champagne inclus



P424^L

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
P424 ^L	158 KG 350 LB	41" x 25" x 46"	115 KG 253 LB	2 x 1,34 CV	9,6 KM/H 6 MI/H	2 x 50 AH	AV.6" C.14" AR.5"	4 AH	34 KM 21 MI	572 MM 22,5" 9° 15 %	

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com