

Aristocrat P424^M

SHOPPRIDER

Fauteuil motorisé

L'Aristocrat P424^M est synonyme de liberté. La liberté de vous rendre où vous voulez, quand vous le voulez. Maniabilité et accessibilité caractérisent la gamme de fauteuils motorisés Aristocrat. La gamme entière de fauteuils motorisés de Shopprider répond aux besoins particuliers du consommateur. Ils sont parfaitement adaptés à l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

- > Fauteuil motorisé Shopprider avec roues centrales de 10 pouces
- > Suspension intégrale
- > Chargeur transporté de 4 A et accumulateurs de 50 Ah
- > Siège de luxe à dossier surélevé
- > Panneaux interchangeables de couleur rouge, bleu, noir et champagne inclus



P424^M

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
P424 ^M	136 KG 300 LB	40" x 22,5" x 44"	100 KG 220 LB	2 x 0,8 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 50 AH	AV. 6" c.10" AR. 5"	4 AH	34 KM 21 MI	490 MM 18"	9° 15 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com