

# Aristocrat UL-8<sup>W</sup>

**SHOPPRIDER**

## Fauteuil motorisé

L'Aristocrat UL-8<sup>W</sup> est synonyme de liberté. La liberté de vous rendre où vous voulez, quand vous le voulez. Maniabilité et accessibilité caractérisent la gamme de fauteuils motorisés Aristocrat. La gamme entière de fauteuils motorisés de Shopprider répond aux besoins particuliers du consommateur. Ils sont parfaitement adaptés à l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

- > Fauteuil motorisé ultraléger de Shopprider
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Pile écologique longue durée de haute énergie
- > Plus de 2 000 cycles de charge / décharge
- > Panneaux interchangeables de couleur rouge et bleu inclus



### UL-8<sup>W</sup>

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
UL-8 <sup>W</sup>	113 KG   250 LB	30" x 21,5" x 32"	32 KG   70 LB	2 x 0,45 CV	6 KM/H   3,9 MI/H	1 x 24 AH	AV.6" AR.8"	2 AH	14 KM   9 MI	395 MM   15,5"	8°   14 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

[www.eclipsemedical.com](http://www.eclipsemedical.com)