

Crown 888^{SL/SE}

SHOPPRIDER

Quadriporteur de luxe

Le Crown 888^{SL/SE} de Shoprider ajoute à la mobilité personnelle une profusion de caractéristiques luxueuses. Profitez du grand air avec un style, un confort et une performance sans précédent. La série Crown comprend les quadriporteurs les plus populaires du portfolio de Shoprider au Canada.

- > Quadriporteur Shoprider **édition spéciale**
- > Moteur de 1,2 CV avec pneus de 11,5 pouces
- > Suspension intégrale, points d'ancrage
- > Guidon de type delta et ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 50 Ah avec chargeur de 4 A
- > Couleurs disponibles : rouge, noir ou argent



888^{SL/SE}

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
888 ^{SL/SE}	158 KG 350 LB	48" x 23" x 43"	100 KG 220 LB	1,2 CV	12 KM/H 7,45 MI/H	2 x 50 AH	4 x 11,5"	4 AH	40 KM 25 MI	1 500 MM 59°	9° 15 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com