

Imperial 778^{XLSN}

SHOPRIDER

Triporteur de première qualité

L'Imperial 778^{XLSN} de Shoprider est conçu pour la personne qui veut se démarquer. Ces triporteurs uniques offrent une performance et des caractéristiques inégalables.

Innovateurs tout endemeurant pratiques, ils répondent aux besoins du consommateur le plus exigeant.

- > Triporteur Shoprider
- > Guidon de type delta à deux vitesses (grande - petite)
- > Moteur de 2 CV et pneus arrière de 13,5 pouces
- > Suspension intégrale et ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 75 Ah avec chargeur de 8 A
- > Couleurs disponibles : rouge ou argent



778^{XLSN}

Spécif.	Poids maximal	Dimensions LxLxH	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
778 ^{XLSN}	227 KG 500 LB	55" x 27,5" x 52"	116 KG 255 LB	2,0 CV	15 KM/H 9,4 MI/H	2 x 75 AH	AV.12,5" x AR.13,5"	8 AH	48 KM 30 MI	1 250 MM 49"	12° 20 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com