

# Imperial 889<sup>XL</sup>SBN

**SHOPPRIDER**

## Quadriporteur de première qualité

L'Imperial 889<sup>XL</sup>SBN de Shoprider est conçu pour la personne qui veut se démarquer. Ces quadriporteurs uniques offrent une performance et des caractéristiques inégalables. Innovateurs tout en demeurant pratiques, ils répondent aux besoins du consommateur le plus exigeant.

- > Quadriporteur Shoprider
- > Guidon de type delta à 2 vitesses (grande - petite)
- > Moteur de 2 CV et pneus de 12,5 pouces
- > Suspension intégrale et ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 75 Ah avec chargeur de 8 A
- > Couleurs disponibles : rouge ou argent



### 889<sup>XL</sup>SBN

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x l x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
889 <sup>XL</sup> SBN	227 KG   500 LB	56" x 28" x 50"	140 KG   309 LB	2,0 CV	13,5 KM/H   8,4 MI/H	2 x 75 AH	4 x 12,5"	8 AH	48 KM   30 MI	1 780 MM   70"	12°   20 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

[www.eclipsemedical.com](http://www.eclipsemedical.com)