

# Imperial 889<sup>XLSN</sup>

**SHOPPRIDER**

## Quadriporteur de première qualité

L'Imperial 889<sup>XLSN</sup> de Shopprider est conçu pour la personne qui veut se démarquer. Ces quadriporteurs uniques offrent une performance et des caractéristiques inégalables. Innovateurs tout en demeurant pratiques, ils répondent aux besoins du consommateur le plus exigeant.

- > Quadriporteur Shopprider avec cabine
- > Essuie-glace et réservoir de lave-glace
- > Moteur de 2 CV et pneus de 12,5 pouces
- > Suspension intégrale, ensemble d'éclairage complet et guidon de type delta
- > Accumulateurs de 75 Ah avec chargeur de 8 A
- > Couleurs disponibles : rouge ou bleu



### 889<sup>XLSN</sup>

Spécif.	Poids maximal	Dimensions LxLxH	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
889 <sup>XLSN</sup>	181 KG   400 LB	63" x 29" x 64"	173 KG   381 LB	2,0 CV	13,5 KM/H   8,4 MI/H	2 x 75 AH	4 x 12,5"	8 A	48 KM   30 MI	1 780 MM   70"	12°   20 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

[www.eclipsemedical.com](http://www.eclipsemedical.com)