

Marquis 778^{EL}

SHOPPRIDER

Triporteur / quadriporteur intermédiaire

Le Marquis 778^{EL} de Shopprider fait partie de notre gamme classique de triporteurs et de quadriporteurs qui allient parfaitement style et performance. Tous ces triporteurs et quadriporteurs intermédiaires offrent les mêmes excellentes caractéristiques, avec en option la maniabilité du triporteur (modèle 778^S), la stabilité du quadriporteur (modèle 888^{SLN}), ou une combinaison des deux intégrée au modèle 778^{EL}.

- > Triporteur / quadriporteur Shopprider
- > Accumulateurs de 36 Ah avec chargeur de 3 A
- > Siège motorisé et ensemble d'éclairage complet
- > Guidon de type delta C
- > La stabilité de 4 roues et la maniabilité de 3 roues
- > Couleurs disponibles : rouge, argent ou bleu



778^{EL}

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
778 ^{EL}	136 KG 300 LB	43,5" x 22" x 41"	73 KG 160 LB	0,84 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 36 AH	AV.8" AR.10"	3 AH	32 KM 20 MI	1 100 MM 43"	8° 14 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire

 **éclipse** produits médicaux

Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com