

Marquis 778^S

SHOPPRIDER

Triporteur intermédiaire

Le Marquis 778^S de Shoprider fait partie de notre gamme classique de triporteurs et de quadriporteurs qui allient parfaitement style et performance. Tous ces triporteurs et quadriporteurs intermédiaires offrent les mêmes excellentes caractéristiques, avec en option la maniabilité du triporteur (modèle 778^S), la stabilité du quadriporteur (modèle 888^{SLN}), ou une combinaison des deux intégrée au modèle 778^{EL}.

- > Triporteur Shoprider
- > Suspension avant et arrière
- > Accumulateurs de 36 Ah avec chargeur de batterie transporté de 4 A
- > Ensemble d'éclairage complet
- > Guidon de type delta à deux vitesses (grande - petite)
- > Couleurs disponibles : rouge, argent ou bleu



778^S

| Spécif. | Poids maximal | Dimensions L x L x H | Poids total incl. acc. | Moteur | Vitesse | Accum. | Pneus | Chargeur 24 V | Autonomie | Rayon braquag | Inclinaison° |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 778 ^S | 136 KG 300 LB | 45" x 22,5" x 42" | 88 KG 194 LB | 0,87 CV | 8 KM/H 5 MI/H | 2 x 36 AH | AV.10" AR.11,5" | 4 AH | 32 KM 20 MI | 1 250 MM 49" | 8° 14 % |

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire

 **éclipse** produits médicaux

Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com