

Marquis 888^{SLN}

SHOPRIDER

Quadriporteur intermédiaire

Le Marquis 888^{SLN} de Shoprider fait partie de notre gamme classique de triporteurs et de quadriporteurs. Il allie parfaitement style et performance, tout en procurant la stabilité du quadriporteur.

- > Quadriporteur Shoprider
- > Ensemble d'éclairage complet
- > Suspension intégrale, points d'ancrage
- > Accumulateurs de 50 Ah avec chargeur de 4 A
- > Pratique panneau d'accès aux accumulateurs
- > Guidon de type delta
- > Couleurs disponibles : rouge, noir ou bleu pacifique



888^{SLN}

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
888 ^{SLN}	136 KG 300 LB	47,5" x 22,5" x 42"	99 KG 218 LB	0,87 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 50 AH	AV.10" AR.10"	4 AH	40 KM 25 MI	1 460 MM 58" 8°	14 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com