

Regal GK-10

SHOPPRIDER

Quadriporteur compact et portatif

Le Regal Spirit GK-10 de Shoprider établit la norme en matière de mobilité et de portabilité grâce au premier châssis au monde entièrement sans raccord qui facilite le montage et le démontage. C'est aussi simple que 1-2-3.

- > Quadriporteur Shoprider
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Léger et portatif
- > Accumulateurs de 35 Ah (pouvant être rechargés hors-bord)
- > Pneus anti-crevaisson de 10 pouces
- > Ensemble d'éclairage
- > Pare-chocs nickelé
- > Poignées de transport avant et arrière
- > Ensemble siège anatomique de luxe :
 - Soutien lombaire
 - Monture pivotante
 - Coulisses de siège
 - Appuie-bras ajustables en hauteur
 - Dossier inclinable
- > Couleurs disponibles : bleu pacifique ou rose



Spirit GK-10

| Spécif. | Poids maximal | Dimensions L x L x H | Poids total incl. acc. | Moteur | Vitesse | Accum. | Pneus | Chargeur 24 V | Autonomie | Rayon braquage | Inclinaison° |
|---------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| GK-10 | 136 KG 300 LB | 48" x 22" x 38" | 80 KG 176 LB | 0,8 CV | 8 KM/H 5 MI/H | 2 x 35 AH | 4 x 10" | 4 AH | 33 KM 21 MI | 1 330 MM 52" | 9° 15 % |

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire

 **éclipse** produits médicaux

Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com