

Regal GK-8³

SHOPPRIDER

Triporteur / quadriporteur compact et portatif

Le Regal GK-8³ de Shoprider établit la norme en matière de mobilité et de portabilité grâce au premier châssis au monde entièrement sans raccord qui facilite le montage et le démontage. C'est aussi simple que 1-2-3.

- > Triporteur / quadriporteur Shoprider
- > Léger et portatif
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Accumulateurs de 12 Ah avec chargeur de 2 A
- > Pneus anti-crevaisin de 8 pouces
- > Panneaux interchangeable de couleur rouge, bleu et champagne inclus



GK-8³

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
GK-8 ³	114 KG 250 LB	38" x 21,5" x 35"	41 KG 89 LB	0,5 CV	6 KM/H 3,8 MI/H	2 x 12 AH	AV.7" AR.8"	2 AH	14 KM 9 MI	838 MM 33"	6° 10 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire



Redécouvrez votre monde, en grand style

www.eclipsemedical.com