

# Regal GK-9

**SHOPPRIDER**

## Quadriporteur compact et portatif

Le Regal GK-9 de Shoprider établit la norme en matière de mobilité et de portabilité grâce au premier châssis au monde entièrement sans raccord qui facilite le montage et le démontage. C'est aussi simple que 1-2-3.

- > Quadriporteur Shoprider
- > Léger et portatif
- > Démontage en 3 étapes faciles
- > Double bloc séparé d'éléments d'accumulateurs de 21 Ah avec chargeur de 3 A
- > Pneus anti-crevaisson de 9 pouces
- > Couleur disponible : rouge



### GK-9

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
GK-9	136 KG   300 LB	41,5" x 22" x 35"	56 KG   123 LB	0,75 CV	7 KM/H   4,4 MI/H	2 x 21 AH	AV.9" AR.9"	3 AH	24 KM   15 MI	1 150 MM   45"	6°   10 %

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Timbre du dépositaire

 **éclipse** produits médicaux

Redécouvrez votre monde, en grand style

[www.eclipsemedical.com](http://www.eclipsemedical.com)